



Merk / Märke / mark:

GENERAL SONIC

Type / Typ / type:

GS6
<https://www.ultrasoonreiniger.com>
<https://www.ultraschall-reiniger.de>
<https://www.ultrasoniccleaner.co.uk>

Algemeen: Ultrasoon reinigingsapparaat voor reinigingsvloeistoffen op waterbasis.

Allgemein: Ultraschallreinigungsgerät für wässrige Reinigungsflüssigkeiten.

General: Ultrasonic cleaning unit for aqueous cleaning solutions.

tankvolume / Schwingwannenvolumen / tankvolume	6000ml.
stroomopname / Stromaufnahme / current requirement	570 Watt
Ultrasoonvermogen / Ultraschall-Leistung / Ultrasonic output	380 Watt
verwarming / Heizung / built-in heating	20-60 °C, 320 Watt
ultrasone transducers / Schallgeber / ultrasonic transducers	3 transducers
werkingsfrequentie / Betriebsfrequenz / frequency	41 kHz
schakelklok / Schaltuhr / timer	1-20 min.
behuizing / Gehäuse / housing	RVS / Edeldstahl / stainless steel
afvoerkraan / Abfuhrhahn / discharge cock	ja / ja / yes
afmetingen uitwendig (l x b x h) / Außenabmessungen (L x B x T) / exterior dimensions (l x w x d)	325 x 177 x 318 mm
tankafmetingen inwendig (l x b x h) / Schwingwanne Abmessungen Innen (L x B x T) / inner tank dimensions (l x w x d)	301 x 153 x 153 mm
korfafmetingen (l x b x h) / Korbmaße (L x B x T) / basket dimensions (l x w x d)	255 x 130 x 115 mm
beschermingsgraad / Schutzgrad / protection grade	IP 20

Verkrijgbare accessoires / Lieferbares Zubehör / available accessories:

- inhangkorf / Einhängkorb / insert basket;
- deksel / Deckel / lid,
- gatendeksel / Lochdeckel / positioning lid.

Datasheet Generalsonic GS6

© Ultra Center Europe BV

